


カードの除菌装置！感染予防に最適！ シーンに応じてカードクリーナ2機種をご提案します！

新型コロナウイルスの影響で「洗浄」「消毒」「除菌」「抗菌」などの言葉をこれまでよりも目にする様になりました。人・モノが衛生的で清潔な状態が求められています。各団体で「不特定多数が接触する設備の消毒」に関するガイドラインを定め、手作業による除菌に取り組まれておりますが、作業負担が大きく省力化が求められています。「カード」においても、人から人に手渡しされる場面は多く、手洗いや手先指の消毒は十分行われていても“カード”自体の除菌は行われていないのが現状です。

そこで、当社では、この度、カード除菌を行う「カードクリーナ」2機種を販売開始することになりました。

カードクリーナ CL-76S

高速で最大200枚を一括除菌



カードクリーナ CL-76D

コンパクトサイズ、1枚差しタイプ



仕様／製品名	CL-76S／最大200枚連続対応(ディスペンサ付き)	CL-76D／1枚差しタイプ(卓上型)
外形寸法:	全長255×幅145×高さ253mm(270mm ⁷ フルカバー)	全長215×幅115×高さ239mm
電源:	AC100(V) (専用アダプタによる)	
クリーニング方式:	一括クリーニング方式	都度クリーニング方式
クリーニング方法(共通):	クリーニング液を含ませたクリーニングパッドにカードが通過する事でカード両面にアルコール液を塗布	
クリーニング液(共通):	アルコール系カードクリーニング専用液(濃度58%程度)	
クリーニング速度:	1.5秒以下/枚	2秒以下/枚
搬送方式:	蹴り出しローラー(ディスペンサ)及び搬送ローラによる	搬送ローラによる
ストック枚数:	200枚	-
動作寿命(共通)	50万枚程度 ※モータやローラ等の交換・再整備を行う事で継続使用が可能。	
挿入/排出	ストック部にカードをセット/装置前方へ排出	装置後方よりカード1枚を挿入/装置前方へ排出
対象カード:	JISカードサイズ 標準:t=0.76mm ※薄カード応相談 ※表層紙、紙基材、ロイコ付き、エンボス付きカードは除く(磁気ストライプ・接触ICカードに関しては問題ない見込み) ◎要検証中	
カード搬送:	ディスペンサーより1枚毎排出	後方挿入⇒前方排出
カード積載容量:	200枚 ※t=0.76mm時	-
操作・動作:	カードをセットしてスタートスイッチON。カードが無し⇒自動停止。	カードを挿入するとカード取り込み開始⇒前方排出後、自動停止。
保証期間(共通):	12か月間 ※故障時の対応はセンドバックとなります。代替機の用意はございません。	
付属品:	専用除菌液(250ml)×1本 +クリーニングパッド×1セット(2個入り) ※約10,000枚分	

※対象カード以外のカードの使用時や、専用除菌液以外を利用した場合は、保証外となります。

※仕様や意匠デザインは予告なく変更する場合があります。
※厚生労働省・経済産業省及び各自自体の補助金対象となる予定です。

2020年8月3日から出荷予定です